

SEA-BAND -PAKKAUSSELOSTE

Sea-Band -rannekkeet painavat akupisteitä P6 (Nei-Kuan-piste), jotka sijaitsevat ranteissa. Vaikutus alkaa jo muutaman minuutin kuluessa.

Sea-Band -rannekkeet lievittää tehokkaasti matkapahoinvointia, eivätkä ne aiheuta uneliaisuutta tai muita haittavaikutuksia.

Sea-Band -rannekkeet on havaittu tehokkaaksi välineeksi myös muissa pahoinvointia aiheuttavissa tiloissa, kuten raskauden aikana, anestesiassa tai kemoterapiassa.

Sea-Band -rannekkeita voidaan käyttää tarvittaessa tai pitää jatkuvasti.

Rannekkeet voidaan pestä käsin saippuaa ja mietoa pesuainetta käyttämällä. Poista rannekkeet, jos ilmenee turvotusta.


Sea-Band-ranneke sopii sekä aikuisille että lapsille.

SEA-BAND-RANNEKKEIDEN ASETTAMINEN

1. Aseta kolme keskimmäistä sormea ranteen sisäpuolelle siten, että nimettömän sivu on ranteen taitteen kohdalla. Nei-Kuan-piste on juuri etusormen syrjän alla kahden keskijänteen välissä.

2. Aseta alaspäin (ranteeseen) suunnattu nappi Nei-Kuan-pisteen päälle. Aseta toinen ranneke toiseen käteen samalla tavalla.

Rannekkeiden on oltava molemmissa ranteissa tehokkaan vaikutuksen saamiseksi. Sea-Band -rannekkeet voidaan asettaa jo ennen matkan alkamista tai matkan aikana.



Sea-Band fungerar genom att det utövar tryck på akutryckpunkten (kallade Nei-Kuan punkten) på varje handled. Det tar bara ett par minuter att verka. Sea-Band ger effektiv lättnad från all slags åksjuka utan att orsaka slöhet eller andra biverkningar. Det har även befunnits vara effektivt under andra omständigheter som framkallar illamående, som t ex graviditet, narkos och kemoterapi. Sea-Band kan användas upprepade gånger eller användas konstant och kan tvättas för hand med tvål eller ett mildt tvättmedel. Ta bort bandet om svullnad uppstår.

Sea-Band är lämpligt för både vuxna och barn.

PLACERA SEA-BANDEN KORREKT

Lägg de tre mellersta fingrarna på handledens insida med ringfingrets utsida på handledsvecket. Nei-Kuanpunkten finns precis under pekfingrets utsida mellan de två mittsenorna. Placera bandet med knappen nedåt över Nei-Kuanpunkten. Gör samma sak på den andra handleden. Man måste ha på ett band på varje handled för att de skall fungera effektivt. Sea-Banden kan sättas på handleden före en resa eller när resan har påbörjats. □